

TRIM59 Rabbit pAb

货号: B19156

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	47kDa/123kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,NIH/3T3,Mouse testis,Rat testis
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Single-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-330 of human TRIM59 (NP_775107.1).
序列	MHNFEEELTCPICYSIFEDPRVLPCSHTFCRNCLENILQASGNFYIWRPLRIPLKCPNCRSITEIAPTGIESLPVNFALRAIIEKYQ QEDHPDIVTCPEHYRQPLNVYCLLDKKLVCGHCLTIGQHGHGHPIDDLQSAYLKEKDTPQKLLEQLTDTHWTDLTHLIEKLKE QKSHSEKMIQGDKEAVLQYFKELNDTLEQKKKSFLTALCDVGNLINQEYTPQIERMKEIREQQLELMALTISLQEESPLKFLE KVDDVRQHVQILKQRPLPEVQPVEIYPRVSKILKEEWSRTEIGQIKNVLPKMKISPKRMSCSWPGKDEKEVEFLKIL

靶点信息

研究背景	May serve as a multifunctional regulator for innate immune signaling pathways.
基因ID	286827
基因名	TRIM59

Swiss	Q8IWR1
别名	TRIM59;IFT80L;MRF1;RNF104;TRIM57;TSBF1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn