

BORA Rabbit pAb

货号: B19167

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	53kDa/61kDa
实测分子量	90kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,HeLa
细胞定位	cytoplasm,cytosol,meiotic spindle,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 320-619 of human BOR A (NP_079084.3).
序列	KYSLGSITSPSPISPTFSPIEFQIGETPLSEQRKFTVHSPDASSGTNSNGITNPCIRSPYIDGCSPIKNWSPMRLQMYSGGT QYRTSVIQIPFTLETQGEDEEDKENIPSTDVSSPAMDAAGIHLRQFSNEASTHGTHLVVTAMSVTQNQSSASEKELALLQD VEREKDNNTVDMVDPIEIADETTWIKEPVDNGSLPMTDFVSGIAFSIENSHMCMSPLAESSVIPCESSNIQMDSGYNTQNC GSNIMDTVGAESYCKESDAQTCEVESKSQAFNMKQDHTTQRCWMKTASPFQCSSP

靶点信息

研究背景	
基因ID	79866
基因名	BORA

Swiss	Q6PGQ7
别名	BORA;C13orf34

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn