

ZNF333 Rabbit pAb

货号: B19168

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	20kDa/33kDa/75kDa
实测分子量	80kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse ovary,Rat brain,Rat heart
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-303 of human ZNF333 (NP_001287841.1).
序列	MESVTFEDVAVEFIQEWALLDSARRSLCKYRMLDQCRTLASRGTPPCKPSCVSQLGQRAEPKATERGILRATGVAWESQL KPEELPSMQDLLEEASSRDMQMGPGFLRMQLVPSIEERETPLTREDRPALQEPPWSLGCTGLKAAMQIQRVVIPVPTLGH RNPWVARDSAVPARDPAWLQEDKVEEEAMAPGLPTACSQEPVTFADVAVVFTPEEWVFLDSTQRSLYRDVMLENYRNLA SVADQLCKPNALSYLEERGEQWTTDRGVLSDTCAEPQCQPQEAIQPSQDTFTEILSIDVKGPPN

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	84449
基因名	ZNF333

Swiss	Q96JL9
别名	ZNF333

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn