

# NCOA7 Rabbit pAb

货号: B19187

## 产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:1000                                                                            |
| 理论分子量 | 12kDa/25kDa/28kDa/33kDa/92kDa/104kDa/106kDa                                                          |
| 实测分子量 | 106KDa                                                                                               |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | Rat kidney                                                                                           |
| 细胞定位  | Nucleus                                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

## 抗原信息


|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-90 of human NCOA7 ( NP_861447.3). |
| 序列   | MDTKEEKKERKQSYFARLKKKKQAKQNAETASAVATRTHTGKEDNNTVVLEPDKCNIAVEEEYMTDEKKKRKSNQLKEIR<br>RTELKRYYSI                    |

## 靶点信息

|      |                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Enhances the transcriptional activities of several nuclear receptors. Involved in the coactivation of different nuclear receptors, such as ESR1, THRB, PPARG and RARA. |
| 基因ID | 135112                                                                                                                                                                 |
| 基因名  | NCOA7                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Swiss | Q8NI08                                                            |
| 别名    | NCOA7;ERAP140;ESNA1;NCOA7-AS;Nbla00052;Nbla10993;TLDC4;dj187j11.3 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)