

# IAH1 Rabbit pAb

货号: B19221

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:1000                                                                            |
| 理论分子量 | 15kDa/27kDa                                                                                          |
| 实测分子量 | 27KDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | Mouse kidney,Mouse liver,Rat brain,Rat testis,Rat liver                                              |
| 细胞定位  |                                                                                                      |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-248 of human IAH1 (N P_001034702.1).                                                                                                                                                 |
| 序列   | MALCEAAGCGSALLWPRLLLFGDSITQFSFQQGGWGASLADRLVRKCDVLNRGFSGYNTRWAKIILPRLIRKGNSLDIPVA<br>VTIFFGANDSALKDENPKQHIPLEEYAANLKSMVQYLKSDIPENRVILITPTPLCETAWEEQCIIQGCKLNRLNSVVGHEYANA<br>CLQVAQDCGTDVLDLWTLMQDSQDFSSYLSDGLHLSPKGNEFLFSLHWPLIEKKVSSLPLLLPYWRDVAEAKPELSLLGD<br>GDH |

靶点信息

|      |                  |
|------|------------------|
| 研究背景 | Probable lipase. |
| 基因ID | 285148           |
| 基因名  | IAH1             |

|       |        |
|-------|--------|
| Swiss | Q2TAA2 |
| 别名    | IAH1   |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)