

SLC5A11 Rabbit pAb

货号: B19446

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	57kDa/66kDa/67kDa/69kDa/74kDa/81kDa
实测分子量	74kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,U-87MG,Mouse kidney,Rat brain
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 540-640 of human SLC5 A11 (NP_443176.2).
序列	SWFTEPPSKEMVSHLTWFRHDPVVQKEQAPPAAPLSLTLSQNGMPEASSSSSVQFEMVQENTSKTHSCDMTPKQSKV VKAILWLCGIQEKGKEELPARAE

靶点信息

研究背景	
基因ID	115584
基因名	SLC5A11

Swiss	Q8WWX8
别名	SLC5A11;KST1;RKST1;SGLT6;SMIT2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn