

RBM26 Rabbit pAb

货号: B19465

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	13kDa/60kDa/62kDa/110kDa/111kDa/113kDa
实测分子量	113kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse testis,Rat liver
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 65-140 of human RBM26 (NP_071401.3).
序列	TQIFVEKLFDAVNTKSYLPPPEQPSSGSLKVEFFPHQEKDIIKKEITKEEEREKKFSRRLNHSPQSSSRYRENRS

靶点信息

研究背景	Enables RNA binding activity. Predicted to be involved in mRNA processing. Predicted to be active in nucleus.
基因ID	64062
基因名	RBM26

Swiss	Q5T8P6
别名	RBM26;ARRS2;C13orf10;PPP1R132;PRO1777;SE70-2;ZC3H17

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn