

YY1AP1 Rabbit pAb

货号: B19466

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	50kDa/75-97kDa
实测分子量	88kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,BxPC-3,SGC-7901,HepG2,Mouse liver,Rat lung
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-80 of human YY1AP1 (NP_060723.2).
序列	MGFSNMEDDGPEEEERVAEPQANFNTQPALRFEELLANLLNEQHQIAKELFEQLKMKKPSAKQQKEVEKVKPQCKEVHQT

靶点信息

研究背景	The encoded gene product presumably interacts with YY1 protein; however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
基因ID	55249
基因名	YY1AP1

Swiss	Q9H869
别名	YY1AP1;GRNG;HCCA1;HCCA2;YY1AP

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn