

ANO2 Rabbit pAb

货号: B19469

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	113kDa
实测分子量	114kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human ANO2 (NP_001265526.1).
序列	MPEDIPLLPGSPRRLSPQAGSRGGQGPKHGQQCLKMPGPRAPGLQGGSNRDPGQPCGGESTRSSVINNYLDANEPVS LEARLSRMHFHDSQRKVDYVLAYHYRKRGVHLAQGFPGHSLAIVSNGETGKEPHAGGPGDIELGPLDALEEEERKEQREEF EHNLM EAGLELEKDLENKSQGSIFVRIHAPWQVLAREAFLK

靶点信息

研究背景	
基因ID	57101
基因名	ANO2

Swiss	Q9NQ90
别名	ANO2;C12orf3;TMEM16B

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn