

PPP1R7 Rabbit pAb

货号: B19497

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	25kDa/27kDa/32kDa/36kDa/41kDa
实测分子量	39kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,SGC-7901,Mouse liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 281-360 of human PPP1R7 (NP_002703.1).
序列	IASNRIKKIENISHLTELQEFWMNDNLLESWSLDLDELKGARSLETVYLERNPLQKDPQYRRKVMLALPSVRQIDATFVRF

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein subunit that regulates the activity of the serine/threonine phosphatase, protein phosphatase-1. The encoded protein is required for completion of the mitotic cycle and for targeting protein phosphatase-1 to mitotic kinetochores. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	5510
基因名	PPP1R7

Swiss	Q15435
别名	PPP1R7;SDS22

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn