

TAL1 Rabbit pAb

货号: B19538

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	16kDa/31kDa/34kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,HT-29,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 242-331 of human TAL1 (NP_003180.1).
序列	LLNDQEEEGTQRAKTGKDPVVGAGGGGGGGGGGAPPDDLQDVLSPNSSCGSSLDGAASPD SYTEEPAPKHTARSLH PAMPLPAADGAGPR

靶点信息

研究背景	Implicated in the genesis of hemopoietic malignancies. It may play an important role in hemopoietic differentiation. Serves as a positive regulator of erythroid differentiation (By similarity).
基因ID	6886
基因名	TAL1

Swiss	P17542
别名	TAL1;SCL;TCL5;bHLHa17;tal-1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn