

CD248 Rabbit pAb

货号: B19623

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:5000
理论分子量	46kDa/80kDa
实测分子量	81kDa/165kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A-375,Mouse spleen,Mouse thymus,Rat thymus
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 18-150 of human CD248 (NP_065137.1).
序列	QDPWAAEPRAACGPSSCYALFPRRRTFLEAWRACRELGGDLATPRTPEEAQRVDSL VGAGPASRLLWIGLQRQARQCQL QRPLRGFTWTTGDQDTAFTNWAQPASGGPCPAQRCVALEASGEHRWLEG SCTLA

靶点信息

研究背景	May play a role in tumor angiogenesis.
基因ID	57124
基因名	CD248

Swiss	Q9HCU0
别名	CD248;CD164L1;TEM1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn