

VEGFR3/FLT4 Rabbit pAb

货号: **B19753**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	93kDa/145kDa/152kDa
实测分子量	180kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,A-549
细胞定位	Cell membrane,Cytoplasm,Nucleus,Secreted,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1200-1300 of human VEGFR3/FLT4 (NP_891555.2).
序列	SQVSTMALHIAQADAEDSPPSLQRHSLAARYYNWVSFPGCLARGAETRGSSRMKTFEFFPMTPTTYKGSVDNQTDSGM VLASEEFEQIESRHRQESGFCK

靶点信息

研究背景	This gene encodes a tyrosine kinase receptor for vascular endothelial growth factors C and D. The protein is thought to be involved in lymphangiogenesis and maintenance of the lymphatic endothelium. Mutation s in this gene cause hereditary lymphedema type IA.
基因ID	2324

基因名	FLT4
Swiss	P35916
别名	FLT4;FLT-4;FLT41;LMPH1A;PCL;VEGFR-3;VEGFR3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn