

TATDN1 Rabbit pAb

货号: B19827

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	28kDa/33kDa
实测分子量	34kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,A-549,A-431
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-297 of human TATDN 1 (NP_114415.1).
序列	MSRFFKIDIGINLTDPMFRGIYRGVQKHQDDLQDVIGRAVEIGVKKFMITGGNLQDSKDALHLAQTNGMFFSTVGCHPTR CGFEKNNPDLYLKELLNLAENNKGVVAIGECGLDFDRLQFCPKDTQLKYFEKQFELSEQTKLPMFLHCRNSHAEFLDIM KRNRDRCVGGVVHSFDGTKEAAAALIDLPLYIGFNGCSLKTANLEVLKSIPSEKLMIEDAPWCGVKSTHAGSKYIRTAFP TKKKWESGHCLKDRNEPCHIIQILEIMSAVRDEDPLELANTLYNNTIKVFFPGI

靶点信息

研究背景	Putative deoxyribonuclease.
基因ID	83940
基因名	TATDN1

Swiss	Q6P1N9
别名	TATDN1;CDA11

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn