

# PIBF1 Rabbit pAb

货号: B19850

## 产品信息

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human                                                                                                          |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                         |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                                     |
| 预测反应  |                                                                                                                |
| 应用    | WB                                                                                                             |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                                      |
| 理论分子量 | 12kDa/25kDa/35kDa/89kDa                                                                                        |
| 实测分子量 | 110kDa                                                                                                         |
| 形式    | Liquid                                                                                                         |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.           |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                                   |
| 阳性对照  | SKOV3,LO2                                                                                                      |
| 细胞定位  | Cytoplasm,Nucleus,Secreted,Secreted,centriolar satellite,centrosome,cytoskeleton,microtubule organizing center |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                          |

## 抗原信息


|      |                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 598-757 of human PIBF 1 (NP_006337.2).                                               |
| 序列   | LEHRKDQVTQLSQELDRANSLNQTQQPYRYLIESVRQRDSKIDSLTESIAQLEKDVSNLNKEKSALLQTKNQMALDLEQL<br>LNHREELAAMKQILVKMHKHSSENSLLLTKEPKHVTENQKSKTLNVPKEHEDNIFTPKPTLFTKKEAPEWSKKQKMKT |

## 靶点信息

|      |       |
|------|-------|
| 研究背景 |       |
| 基因ID | 10464 |
| 基因名  | PIBF1 |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Swiss | Q8WXW3                    |
| 别名    | PIBF1;C13orf24;CEP90;PIBF |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)