

# POLR1B Rabbit pAb

货号: B19851

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse                                                                                          |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 104kDa/107kDa/121kDa/128kDa/132kDa                                                                   |
| 实测分子量 | 128kDa                                                                                               |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | HeLa,HT-29,293T,Mouse spleen                                                                         |
| 细胞定位  | Nucleus,nucleolus                                                                                    |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 670-900 of human POLR1B (NP_061887.2).                                                                                                                          |
| 序列   | IANFIPFSDHNQSPRMYQCQMGKQTMGFLLTYQDRSDNKLYRLQTPQSPLVRPSMYDYYDMDNYPIGTNAIVAVISYT<br>GYDMEDAMIVNKASWERGFAHGSVYKSEFIDLSEKIKQGDSSLVFGIKPGDPRVLQKLDDDGLPFIGAKLQYGDPPYSYL<br>NLNTGESFVMYYKSKENCVVDNIKVCSDNTGSGKFKCVCITMRVPRNPTIGDKFASRHGQKGILSRLWPAE |

靶点信息

|      |        |
|------|--------|
| 研究背景 |        |
| 基因ID | 84172  |
| 基因名  | POLR1B |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Swiss | Q9H9Y6                    |
| 别名    | POLR1B;RPA135;RPA2;Rpo1-2 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)