

CD300C Rabbit pAb

货号: B19859

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	24kDa
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Raji,A-549,PC-12,THP-1,Mouse heart,Mouse kidney
细胞定位	Cell membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 21-183 of human CD300 C (NP_006669.1).
序列	GYFPLSHPMTVAGPVGGSLSVQCRYEKEHRTLNKFWCRPPQILRCDKIVETKGSAGKRNGRVSIRDSPANLSFTVTLENLT EEDAGTYWCGVDTPWLRDFHDPIVEVEVSVPAGTTASSPQSSMGTS GPPTKLPVHTWPSVTRKDSPEPSPHPGSLFS NVR

靶点信息

研究背景	
基因ID	10871
基因名	CD300C

Swiss	Q08708
别名	CD300C;CLM-6;CMRF-35;CMRF-35A;CMRF35;CMRF35-A1;CMRF35A;CMRF35A1;IGSF16;LIR

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn