

ZSCAN4 Rabbit pAb

货号: B19872

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	48kDa
实测分子量	49kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat brain
细胞定位	Chromosome,Nucleus,telomere
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-310 of human ZSCAN 4 (NP_689890.1).
序列	MALDLRTIFQCEPSENNLGSENSAFQQSQGPAVQREEGISEFSRMVLNSFQDSNNSYARQELQRLYRIFHSWLQPEKHSK DEIISLLVLEQFMIGGHCNDKASVKEKWSSGKNLERFIEDLTDDSDINPPALVHVHMQQGEALFSEDMPLRDVIVHLTKQV NAQTTREANMGTPSQTSQDTSLETGQGYEDEQDGNSSSKTTRVNENITNQGNQIVSLIIQEENGPRPEEGGVSSDNP YNSKRAELVTARSQEGSINGITFQGVPMVMGAGCISQPEQSSPESALTHQSNEGNSTCEVHQKGSBGVQK

靶点信息

研究背景	
基因ID	201516
基因名	ZSCAN4

Swiss	Q8NAM6
别名	ZSCAN4;ZNF494

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn