

THUMPD2 Rabbit pAb

货号: B19913

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	34kDa/56kDa
实测分子量	56kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,HeLa,HT-29,293T,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 404-503 of human THU MPD2 (NP_079540.2).
序列	IVLLSLEDHHRRLTDCKESNIPFNSKDSHTDEPGIKKCLNPEEKTGAFKTA STSFEASNHKFLDRMSPFGSLVPVECYKVSL GKTDAFICKYKKSHSSGL

靶点信息

研究背景	Predicted to enable tRNA (guanine) methyltransferase activity. Predicted to be involved in tRNA methylat ion.
基因ID	80745
基因名	THUMPD2

Swiss	Q9BTF0
别名	THUMPD2;C2orf8

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn