

REEP5 Rabbit pAb

货号: B20100

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	14kDa/21kDa
实测分子量	21kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,LO2,A375,MCF7,Mouse brain,Mouse heart,Mouse pancreas,Rat brain,Rat heart
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-189 of human REEP 5 (NP_005660.4).
序列	FLLWCMAPSPSNGAELLYKRIIRPFFLKHESQMDSVVKDLKDKAKETADAITKEAKKATVNLLGEEKKST

靶点信息

研究背景	May promote functional cell surface expression of olfactory receptors.
基因ID	7905
基因名	REEP5
Swiss	Q00765

别名	REEP5;C5orf18;D5S346;DP1;TB2;YOP1;Yip2e
----	---

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn