

# RAB3D Rabbit pAb

货号: B20102

## 产品信息

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse                                                                                            |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                 |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                             |
| 预测反应  |                                                                                                        |
| 应用    | WB                                                                                                     |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                              |
| 理论分子量 | 24kDa                                                                                                  |
| 实测分子量 | 26kDa                                                                                                  |
| 形式    | Liquid                                                                                                 |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                           |
| 阳性对照  | HepG2,U-87MG,MCF7,SKOV3,Mouse lung,Mouse pancreas                                                      |
| 细胞定位  | Cell membrane,Cytoplasmic side,Lipid-anchor                                                            |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                  |

## 抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-219 of human RAB3D (NP_004274.1).                                                                                                                   |
| 序列   | MASAGDTQAGPRDAADQNFDYMFKLLLIGNSSVGKTSFLFRYADDSFTPAFVSTVGIDFKVKTVYRHDKRIKLQIWDTAG<br>QERYRTITTAYYRGAMGFLLMYDIANQESFAAVQDWATQIKTYSWDNAQVILVGNKCDLEDERVVPAEDGRRLADDLGF<br>EFFEASAKENINVKQVFERLVDVICEKMNESLEPSSSSGSNGKGAVGDAAPAPQPSSCSC |

## 靶点信息

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Protein transport. Probably involved in regulated exocytosis (By similarity). |
| 基因ID | 9545                                                                          |
| 基因名  | RAB3D                                                                         |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Swiss | O95716                     |
| 别名    | RAB3D;D2-2;GOV;RAB16;RAD3D |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)