

TMEM74 Rabbit pAb

货号: B20105

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	33kDa
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	DU145
细胞定位	Cytoplasmic vesicle,Lysosome membrane,Multi-pass membrane protein,autophagosome membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human TMEM74 (NP_694560.1).
序列	MELHYLAKKSNQADLCDARDWSSRGLPGDQADTAATRAALCCQKQCASTPRATEMEGSKLSSSPASPSSSLQNSTLQPDAFPPGLLHSGNNQITAERKVCNCCSQELETSTFTYVDKNINLEQRNRSSPSAKGHNHPGELGWENPNEWSQEAAISLISEEEDDTSSEATSSGKSIDYGFIS

靶点信息

研究背景	Plays an essential role in autophagy. TMEM74-induced autophagy may involve PI3K signal transduction.
基因ID	157753
基因名	TMEM74

Swiss	Q96NL1
别名	TMEM74;NET36

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn