

LRRC4 Rabbit pAb

货号: B20122

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:2000
理论分子量	72kDa
实测分子量	73kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,U-251MG,K-562,Mouse brain,Mouse liver,Rat brain,Rat liver
细胞定位	Cell junction,Membrane,Single-pass type I membrane protein,postsynaptic cell membrane,synapse
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 544-653 of human LRRC 4 (NP_071426.1).
序列	LIVFYKLRKRHQQRSTVTAARTVEIIQVDEDIPAATSAAATAAPSGVSGEGAVVLPTIHDHINYNTYKPAHGAHWTE NSLGN SLHPTVTTISEPYIIQTHTKDKVQETQI

靶点信息

研究背景	This gene is significantly downregulated in primary brain tumors. The exact function of the protein encoded by this gene is unknown.
基因ID	64101
基因名	LRRC4

Swiss	Q9HBW1
别名	LRRC4;NAG14;NGL-2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn