

RBM34 Rabbit pAb

货号: B20192

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	25kDa/48kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,A-549,293T,K-562
细胞定位	Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-280 of human RBM34 (NP_055829.2).
序列	FSSLEPQIQPVYVPVPKQTIKTKRNEEEESTSQIERPLSQEPAKKVKAKKKHTNAEKKLADRESALASADLEEEIHQKQGQK RKNSQPGVKVADRKILDDTETVVSQRKKIQINQEEERLKNERTVFVGNLPVTCNKKKLKSFFKEYGQIESVRFRSLIPAEG TLSKKLAAIKRKIHPDQKNINAYVVVFKEESAATQALKRNGAQIADGFRIRVDLASE

靶点信息

研究背景	
基因ID	23029
基因名	RBM34

Swiss	P42696
别名	RBM34

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn