

NOSIP Rabbit pAb

货号: B20245

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	33kDa
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,B cells,293T
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-301 of human NOSIP (NP_057037.1).
序列	MTRHGKNCTAGAVYTYHEKKKDTAASGYGTQNIRLSRDAVKDFDCCCLSLQPCHDPVVTPDGYLYEREAILEYILHQKKEI ARQMKAYEKQRGTRREEQKELQRAASQDHVRGFLEKESAIVSRPLNPFTAKALSGTSPDDVQPGPSVGPPSKDKDKVLP SFWIPSLTPEAKATKLEKPSRTVTCPMSGKPLRMSDLTPVHFTPLDSSVDRVGLITRSERYVCAVTRDLSLNATPCAVLRPS GAVVTLECVEKLIRKDMVDPVTGDKLTDRDIIVLQRGGTGFAAGSGVKLQAEKSRPVMQA

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene may modulate the activity and localization of nitric oxide synthase (end othelial and neuronal) and thus nitric oxide production. Alternative splicing results in multiple transcript v ariants that encode the same protein.
基因ID	51070

基因名	NOSIP
Swiss	Q9Y314
别名	NOSIP;CGI-25

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn