

RPRM Rabbit pAb

货号: B20254

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	11kDa
实测分子量	20kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse pancreas
细胞定位	Cytoplasm,Membrane,Single-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-109 of human RPRM (NP_062819.1).
序列	MNPALGNQTDVAGLFLANSSEALERAVRCCTQASVVTDDGFAEGGPDERSLYIMRVVQIAVMCVLSLTWVFGIFFLGCNLL IKSEGINFLVKDRRPSKEVEAVVVGPY

靶点信息

研究背景	May be involved in the regulation of p53-dependent G2 arrest of the cell cycle. Seems to induce cell cycle arrest by inhibiting CDK1 activity and nuclear translocation of the CDC2 cyclin B1 complex (By similarity.
基因ID	56475
基因名	RPRM

Swiss	Q9NS64
别名	RPRM;REPRIMO

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn