

Phospho-PEA15-S104 Rabbit pAb

货号: B20378

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	15kDa/17kDa
实测分子量	13kDa/15kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,C6
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around S104 of human PEA15 (NP_003759.1).
序列	IPSAK

靶点信息

研究背景	This gene encodes a death effector domain-containing protein that functions as a negative regulator of a popptosis. The encoded protein is an endogenous substrate for protein kinase C. This protein is also overex pressed in type 2 diabetes mellitus, where it may contribute to insulin resistance in glucose uptake. Alter native splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	8682
基因名	PEA15

Swiss	Q15121
别名	PEA15;HMAT1;HUMMAT1H;MAT1;MAT1H;PEA-15;PED

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn