

PDLIM7 Rabbit pAb

货号: B20409

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	50kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Mouse lung
细胞定位	actin cytoskeleton,cytosol,nucleoplasm,Z disc
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-190 of human PDLIM 7 (NP_998801.1).
序列	KPQKASAPAADPPRYTFAPSVSLNKTARPFGAPPPADSAPQQNGQPLRPLVPDASKQRLMENTEDWRPRPGTGQSRSFR ILAHLTGTEFMQDPDEEHLKKS

靶点信息

研究背景	
基因ID	9260
基因名	PDLIM7

Swiss	Q9NR12
别名	LMP1;LMP3;PDLIM7

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn