

Phospho-eEF2-T56 Rabbit pAb

货号: B20410

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	95kDa
实测分子量	105kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NIH/3T3,C6
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around T56 of human Phospho-eEF2-T56 (NP_001952.1).
序列	TRFTD

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the GTP-binding translation elongation factor family. This protein is an essential factor for protein synthesis. It promotes the GTP-dependent translocation of the nascent protein chain from the A-site to the P-site of the ribosome. This protein is completely inactivated by EF-2 kinase phosphorylation.
基因ID	1938
基因名	EEF2

Swiss	P13639
别名	EEF2;EEF-2;EF-2;EF2;SCA26

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn