

KMT5C Rabbit pAb

货号: B20425

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	10kDa/52kDa
实测分子量	52KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,Jurkat,Mouse thymus
细胞定位	Chromosome,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human KMT5C (NP_116090.2).
序列	FLPESGFTILPCTRYSMETNGAKIVSTRAWKKNEKLELLVGCIAREADEGLLRAGENDFSIMYSTRKRSAQLWLGPAAFINHDCKPNCKFVPADGNAAC

靶点信息

研究背景	SUV420H2 and the related enzyme SUV420H1 (MIM 610881) function as histone methyltransferases that specifically trimethylate nucleosomal histone H4 (see MIM 602822) on lysine-20 (K20).
基因ID	84787
基因名	KMT5C

Swiss	Q86Y97
别名	KMT5C;SUV420H2;Suv4-20h2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn