

TET3 Rabbit pAb

货号: B20475

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	77kDa/166kDa/179kDa
实测分子量	179kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mESCs
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1600-1700 of human TET3 (NP_001274420.1).
序列	EKLWDPFSLEEGPAEEPPSKGAVKEEKGGGGAEIEEEELWSDSEHNFLDENIGGVAVAPAHGSILIECARRELHATTPLKK PNRCHPTRISLVFYQHKNLN

靶点信息

研究背景	Members of the ten-eleven translocation (TET) gene family, including TET3, play a role in the DNA methylation process (Langemeijer et al., 2009 [PubMed 19923888]).[supplied by OMIM, Nov 2010]
基因ID	200424
基因名	TET3

Swiss	O43151
别名	TET3;hCG_40738;TET3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn