

RAB33A Rabbit pAb

货号: B20639

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	27kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	endosome,Golgi apparatus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 118-237 of human RAB33A (NP_004785.1).
序列	DVTKMTSFTNLKMWIQECNGHAVPPLVPKVLVGNKCDLREQIQVPSNLALKFADAHNMLLFETSAKDPKESQNVESIFMC LACRLKAQKSLLYRDAERQQGKVQKLEFPQEANSKTSCPC

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. It is GTP-binding protein and may be involved in vesicle transport.
基因ID	9363
基因名	RAB33A

Swiss	Q14088
别名	RAB33A;RabS10

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn