

CIDEB Rabbit pAb

货号: B20683

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:5000
理论分子量	
实测分子量	28KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,THP-1
细胞定位	cytosol,perinuclear region of cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-160 of human CIDEB (NP_001305736).
序列	DGTAVDSEDDFFQLLEDDTCLMVLQSGQSWSPTRSGVLSYGLGRERPKHSDIARFTFDVYKQNPRDLFGSLNVKATFYGLY

靶点信息

研究背景	Activates apoptosis.; (Microbial infection Involved in Hepatitis C virus (HCV assembly and required for HCV entry into hepatocytes.
基因ID	27141
基因名	CIDEB

Swiss	Q9UHD4
别名	CIDEB;cell death activator CIDE-B;IN;LHR;MC56;MDU2;MDU3;MIC4;Pgp1;CDW44;CSPG8;HCELL;HUTCH-I;E CMR-III

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn