

SNRK Rabbit pAb

货号: B20698

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	84kDa
实测分子量	84kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse testis,Mouse liver
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 140-240 of human SNR K (NP_060189.3).
序列	LKPENVVFFEKQGLVKLTDFGFSNKFQPGKKLTSCGSLAYSAP EILLGDEYDAPAVDIWSLGVILFMLVCGQPPFQEAND SETLTMIMDCKYTVPSHVSK

靶点信息

研究背景	SNRK is a member of the sucrose nonfermenting (SNF)-related kinase family of serine/threonine kinases (Kertesz et al., 2002 [PubMed 12234663]).
基因ID	54861
基因名	SNRK

Swiss	Q9NRH2
别名	SNRK;HSNFRK

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn