

CYBRD1 Rabbit pAb

货号: B20727

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,A-431
细胞定位	apical plasma membrane,extracellular exosome,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 215-286 of human CYBRD1 (NP_079119.3).
序列	IFWIVTRPQWKRPKEPNSTILHPNGGTEQGARGSMPAYSGNNMDKSDSELNSEVAARKRNLALDEAGQRSTM

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the cytochrome b(561) family that encodes an iron-regulated protein. It highly expressed in the duodenal brush border membrane. It has ferric reductase activity and is believed to play a physiological role in dietary iron absorption.
基因ID	79901
基因名	CYBRD1

Swiss	Q53TN4
别名	CYBRD1;CYB561A2;CYBRD1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn