

RETNLB Rabbit pAb

货号: B20732

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	22-40kd
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	extracellular space
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-111 of human RETNLB (NP_115968.1).
序列	MGPSSCLLLILIPLLQLINPGSTQCSLDSVMDKKIKDVLNSLEYSPSPISKKLSCASVKSQGRPSSCPAGMAVTGCACGYGC GSWDVQLETTCHCQCSVVDWTTARCCHLT

靶点信息

研究背景	Probable hormone.
基因ID	84666
基因名	RETNLB

Swiss	Q9BQ08
别名	RETNLB;FIZZ1;FIZZ2;HXCP2;RELM-beta;RELMb;RELMbeta;XCP2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn