

ZNF563 Rabbit pAb

货号: B20753

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	55
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ZNF563 (NP_660319.1).
序列	MDAVAFEDVAVNFTQEEWALLGPSQKNLYRYVMQETIRNLDCIRMIWEEQNTEDQYKNPRRNLRCHMVERFSESKDSSQCGETFSLIRDSIVNNSICPGE

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	147837
基因名	ZNF563

Swiss	Q8TA94
别名	ZNF563

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn