

ZNF530 Rabbit pAb

货号: B20762

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	80kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,Mouse brain,Rat kidney
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human ZNF530 (NP_065931.3).
序列	MAAALRAPTQQVFVAFEDVAIYFSQEEWELLDQMRLLYRDVMLENFAVMASLGWCWCGAVDEGTPSAESVSVEELSQGR TPKADTSTDKSHPCIECTPVLRDILQMIELHASPCGQKLYLGASRDFWMSSNLHQLQLDNGEKLFKVDGDQASFMMN CRFHVSGKPFTFGEVGRDFSATSGLLQHQTVP

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	348327
基因名	ZNF530

Swiss	Q6P9A1
别名	ZNF530

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn