

RAB28 Rabbit pAb

货号: B20791

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	25kDa
实测分子量	25kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG
细胞定位	ciliary basal body,ciliary rootlet,cytoplasm,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-170 of human RAB28 (NP_001017979.1).
序列	LLVYDITNYQSFENLEDWYTVVKKVSEESSETQPLVALVGNKIDLEHMRTIKPEKHLRFCQENGFSHFVSAKTGDSVFLCF

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the Rab subfamily of Ras-related small GTPases. The encoded protein may be involved in regulating intracellular trafficking. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 9 and X.
基因ID	9364
基因名	RAB28

Swiss	P51157
别名	CORD18;RAB28

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn