

VPS13A Rabbit pAb

货号: B20804

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	360kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG
细胞定位	cytosol,Golgi apparatus,lipid droplet,mitochondrial membrane,mitochondrial outer membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 350-600 of human VPS13A (NP_150648.2).
序列	WSWKHIRKHRQKVQYKELYKKKLTSSKPPGELLVSLEELEKTLDFVNITIAEQTAEEVEVKKAGYKIYKEGVKDPEDNKGWFSWLWSWSEQNTNEQQPDVQPETLEEMLTPEEKALLYEAIGYSETAVDPTLLKTFEALKFFVHLKSMSIVLRENHQKPELVDIVIEEFSTLIVQRPGAQAIKFETKIDSFHITGLPDNSEKPRLLSSLDDAMSLFQITFEINPLDETQSQRCEAEPLIYDARTVNS

靶点信息

研究背景	
基因ID	23230
基因名	VPS13A

Swiss	Q96RL7
别名	CHAC;CHOREIN;VPS13A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn