

TM7SF2 Rabbit pAb

货号: B20903

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	43kDa/46kDa
实测分子量	46kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse uterus
细胞定位	endoplasmic reticulum,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-250 of human TM7 SF2 (NP_003264.2).
序列	LAPGGNSGNPIYDFFLGRELNPRICFFDFKYFCELRPGLIGWVLINLALLMKEAELRGSPSLAMWLVNGFQLLYVGDALWH EEAVLTTMDI

靶点信息

研究背景	Catalyzes the reduction of the C14-unsaturated bond of lanosterol, as part of the metabolic pathway leading to cholesterol biosynthesis.
基因ID	7108
基因名	TM7SF2

Swiss	O76062
别名	ANG1;DHCR14A;NET47;TM7SF2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn