

CGRRF1 Rabbit pAb

货号: B20959

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	38kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,293T
细胞定位	endoplasmic reticulum,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-170 of human CGRR F1 (NP_006559.1).
序列	VPVILRNSEETQFSTRVFKKQMRQVKNPFGLEITNPSSASITTGITLTTCLEDSLLTCYWGCSVQKLYEALQKHVYCFRIST PQALEDALYSEYLYQEYFIKKDSKEEIYCQLPRDTKIEDFGTVPRSR

靶点信息

研究背景	Able to inhibit growth in several cell lines.
基因ID	10668
基因名	CGRRF1

Swiss	Q99675
别名	CGR19;RNF197;CGRRF1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn