

NMUR1 Rabbit pAb

货号: B20967

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	47kDa
实测分子量	53kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SGC-7901
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 360-426 of human NMU R1 (NP_006047.3).
序列	SSRFRETFQEALCLGACCHRLRPRHSSHLSRMTTGSTLCDVGSLGSWVHPLAGNDGPEAQQETDPS

靶点信息

研究背景	Receptor for the neuromedin-U and neuromedin-S neuropeptides.
基因ID	10316
基因名	NMUR1
Swiss	Q9HB89

别名	(FM-3);FM-3;FM3;GPC-R;GPR66;NMU1R;NMUR1
----	---

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn