

FAM127B Rabbit pAb

货号: B21000

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	
实测分子量	18kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A-549
细胞定位	nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-113 of human FAM127B (NP_001071640.1).
序列	MDGRVQLMKALLAGPLRPAARRWRNPPIFPETFDGDTDRLPEFIVQTSSYMFVDENTFSNDALKVTFLITRLTGPAQWVI PYIRKESPLLNDYRGFLAEMKRVFGEWEDEDF

靶点信息

研究背景	Predicted to be active in nucleolus.
基因ID	26071
基因名	RTL8A

Swiss	Q9BWD3
别名	CXX1b;FAM127B;MAR8A;SIRH6

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn