

GPRC5D Rabbit pAb

货号: B21039

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	49kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431
细胞定位	extracellular exosome,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 264-345 of human GPR C5D (NP_061124.1).
序列	ILYRSCRQECPLQGNACPVTAYQHSFQVENQELSRARDSGAEEDVALTSYGTPIQPQTVDPQTQECFIPQAKLSPQQDAGGV

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the G protein-coupled receptor family; however, the specific function of this gene has not yet been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
基因ID	55507
基因名	GPRC5D

Swiss	Q9NZD1
别名	GPRC5D

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn