

NUFIP2 Rabbit pAb

货号: B21055

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	14kDa/76kDa
实测分子量	76kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,HeLa,A-549,Mouse thymus,Mouse liver,Mouse brain,Rat thymus,Rat spleen
细胞定位	cytoplasm,cytoplasmic stress granule,cytosol,nuclear body,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 456-695 of human NUFIP2 (NP_065823.1).
序列	DMSLTSAAVEQIKTSLFIYPSNMQTMLLSTAQVDLPSQTDQQNLGDIFQNQWGLSFINEPSAGPETVTGKSSEHKVMEVTFQGEYPATLVSQGAIEIPSGTEHPVFPKAYELEKRTSPQVLGSILKSGTTSESGALSLEPSHIGDLQKADTSSQGALVFLSKDYEIESQNPLASPTNTLLGSAKEQRYQRGLERNDSWGSFDLRAAIVYHTKEMESIWNLQKQDPKRIITYNEAMDSPDQ

靶点信息

研究背景	Binds RNA.
基因ID	57532
基因名	NUFIP2

Swiss	Q7Z417
别名	182-FIP;82-FIP;FIP-82;PIG1;NUFIP2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn