

FASTKD5 Rabbit pAb

货号: B21059

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	87kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,293T,A-549,THP-1,Mouse liver,Mouse thymus,Rat liver,Rat thymus
细胞定位	mitochondrial matrix,mitochondrial nucleoid,mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 495-764 of human FAST KD5 (NP_068598.1).
序列	SPGFVRLAQERTKFDLLKELYTLDGTVGIECPDYRGNRLSTHLQQEGSELLWYLAEKDMNSKPEFLETVFLLLETMLGGPQY VKHHMILPHTRSSDLEVQLDVNLKPLPFNREATPAENVAKLRLEHVGVS LTDDL MNKLLKGKARGHFQGKTESEPGQQPM ELENKA AVPLGGFLCNVADKSGAMEMAGLCPAACMQTPRMKLAVQFTNRNQYCYGSRDLLGLHNMKRRQLARLGYRVV ELSYWEWLPLLKRTRLEKLAFLHEKVFTSAL

靶点信息

研究背景	Plays an important role in the processing of non-canonical mitochondrial mRNA precursors.
基因ID	60493

基因名	FASTKD5
Swiss	Q7L8L6
别名	dj1187M17.5;FASTKD5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn