

STRN4 Rabbit pAb

货号: B21066

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	98kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	cytoplasm,dendrite,dendritic spine
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 230-320 of human STRN 4 (NP_037535.2).
序列	SGGESLLVKQIEEQIKRNAAGKDGKERLGGSVLGQIPFLQNCEDEDSDEDELDVQHKKQRVKLPKALVPEMEDEDE EDDSEDAINEFD

靶点信息

研究背景	Binds calmodulin in a calcium dependent manner. May function as scaffolding or signaling protein.
基因ID	29888
基因名	STRN4

Swiss	Q9NRL3
别名	PPP2R6C;ZIN;zinedin;STRN4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn