

SPATS2 Rabbit pAb

货号: B21072

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	60kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat testis
细胞定位	cytoplasm,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human SPATS2 (NP_075559.2).
序列	MSRKQNQKDSSGFIFDLQSNTVLAQGGAFENMKEKINAVRAIVPNKSNNEIILVLQHFDNCVDKTVQAFMEGSASEVLKE WTVTGKKKNKKKNPKPAAEPSNGIPDSSKSVSIQEEQSAPSSEKGGMNGYHVNGAINDTESVDSLSEGLETLSIDARE LEDPEAMLDTLDRTGSMQLQNGVSDFETKSLTMHSIHNSQQPRNAAKSLSRPTTETQFSNMGMEDVPLATSKKLSSNIEK

靶点信息

研究背景	Enables RNA binding activity. Located in cytosol.
基因ID	65244
基因名	SPATS2

Swiss	Q86XZ4
别名	Nbla00526;P59SCR;SCR59;SPATA10;SPATS2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn