

ZNF768 Rabbit pAb

货号: B21079

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	60kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 140-270 of human ZNF768 (NP_078947.3).
序列	PGYESESSRYESQNTELKTQSPEFEAQSSKFQEGAEMLLNPEEKSPNLNISVGVHPLDSFTQGFGEQPTGDLPIGPPFEMPTGALLSTPQFEMLQNPLGLTGALRGPGRRGGRARGGQGPRPNICGICGKSF

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	79724
基因名	ZNF768

Swiss	Q9H5H4
别名	ZNF768

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn